




# Hur du ansluter din FreeStyle LibreLink app till diasend®

– Sömlös synkronisering av datan från FreeStyle LibreLink till ditt diasend®-konto (Endast tillgängligt i Sverige och Norge)




## Förutsättningar:

- ett diasend® Personalkonto – GRATIS för patienter!
- en Android-telefon eller en iPhone och appen FreeStyle LibreLink.




1 Logga in på ditt diasend®-konto på [www.diasend.com](http://www.diasend.com) och synkronisera din FreeStyle Libre-data till diasend® genom att klicka på knappen **Anslut app**.

Anslut app



2 Klicka på länken **Anslut** för Abbott FreeStyle LibreLink.

Anslut



3 Fyll i dina **loginuppgifter för FreeStyle LibreLink** för att godkänna och lägga till appen till ditt diasend®-konto.

När du har genomfört steg 1-3, är du redo att ladda upp data.



4 Starta LibreLink-appen på din Android-telefon eller iPhone och använd den för att **skanna** din FreeStyle Libre sensor.

Datan på din telefon kommer nu även att synas i ditt diasend®-konto och kan enkelt delas med din klinik. Från och med nu kommer data att läggas till varje gång du scannar sensorn med din smartphone.

### Obs!

Om du inte har en Android-telefon eller iPhone, så kan du ladda upp data till diasend® genom att använda läsaren till din FreeStyle Libre. Du använder då programvaran diasend® Uploader på din dator och ansluter läsaren till din FreeStyle Libre med en micro USB-kabel kopplad till datorn. Om du har andra enheter som är anslutna till ditt diasend®-konto, så kommer datan från FreeStyle Libre att visas tillsammans med datan från de andra enheterna. FreeStyle LibreLink är en mobilapplikation, utvecklad och tillhandahållen av Abbott. Användning av FreeStyle LibreLink kräver även registrering hos LibreView, en service tillhandahållen av Abbott. LibreLink-appen är kompatibel med NFC-aktiverade smarttelefoner med Android OS, version 5.0 eller iPhone 7 med iOS 11, eller senare. Alla varumärken i denna instruktion tillhör dess ägare.